



Bestellformular

FA 500 CUSTOM with TrueResponse® Technology

Sehr geehrter Kunde,

Füllen Sie dieses Bestellformular für Ihren FA 500 Custom In-Ear-Hörer bitte vollständig aus.

Auf der zweiten Seite finden Sie die Instruktionen für den Hörgeräteakusiker. Bitte drucken Sie dieses Blatt ebenfalls aus und nehmen Sie es zu Ihrem Termin der Ohrabdrucknahme mit und legen Sie es dort vor. Anschließend senden Sie bitte das ausgefüllte Formular gemeinsam mit Ihren Ohrabformungen zu

Fischer Amps ein. Wir senden Ihnen innerhalb von 5 Tagen nach Eingang eine Auftragsbestätigung per Email.

Name: _____ Vorname: _____

Straße: _____

PLZ : _____ Stadt: _____ Land: _____

Mobiltelefon: _____ Email: _____

Notizen: _____

Mit meiner Unterschrift erteile ich verbindlich den Auftrag und stimme der Verwendung meiner Daten für den Auftrag zu. Meine Daten werden ausschließlich zur Auftragsbearbeitung und zu Produktservicezwecken bei Sennheiser electronic GmbH & Co. KG und bei Fischer Amps gespeichert.

Unterschrift: _____ Datum: _____

Ja, ich willige hiermit ein, dass meine eingegebenen personenbezogenen Daten durch die Sennheiser electronic GmbH & Co. KG und Fischer Amps verarbeitet werden können. Der Zweck der Verarbeitung ist die Übersendung von E-mails durch Sennheiser und Fischer Amps an die von mir angegebene E-Mail-Adresse, zum Erhalt von Informationen zu Produkten, Dienstleistungen, Neuigkeiten, aktuellen Angeboten, Marketingkampagnen, Veranstaltungen, Gewinnspielen und die Durchführung von Umfragen. Meine personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Ich kann jederzeit den Widerruf meiner hiermit erteilten Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft erklären, durch Nutzung eines in erhaltenen Newslettern hinterlegten Links, durch eine Nachricht an Sennheiser, E-Mail an contact@sennheiser.com oder Fischer Amps, Email an info@fischer-amps.de Der Widerruf meiner Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten bis zum Zeitpunkt des Widerrufs.

TrueResponse® is a trademark of Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, registered in the U.S. and other countries.

Farbauswahl (Gewünschte Farbe bitte angeben): _____



clear



grey translucent



black opaque



white opaque



blue translucent



turquoise translucent



green translucent



amber translucent



red translucent



red opaque

Wichtige Hinweise zur Abnahme von Ohrabformungen für professionelle maßgefertigte In-Ear-Hörer:

1. Verwenden Sie zur Ohrabdrucknahme feinabzeichnendes, gut fließfähiges Ohrabdruck-Silikon für eine hohe Abformpräzision sowie möglichst zum Durchmesser des Ohrkanals passende, flache Abformpads bzw. angepasste Watte pads.
2. Der Mund sollte bei der Ohrabdrucknahme bis zur Entnahme der Ohrabformungen entspannt geschlossen sein. **Bitte keine Kaubewegungen während des Aushärtvorgangs!**
3. Achten Sie beim Einbringen der Ohrabdruckmasse in das Ohr, **dass alle im Beispielbild gezeigten Areale des äußeren Ohres und bis zum zweiten Knick des Ohrkanals (siehe unten) komplett und ohne Luftsinschlüsse abgeformt werden.** Wichtig ist auch, dass im Bereich der Basis Ohrabdruckmasse aufgebaut wird, da auch der Bereich der äußeren Concha für die Konstruktion der Hörschale und Positionierung des Anschlusssteckers sehr wichtig ist.
4. Falls die fertigen Ohrabformungen mit einem Ohrabdruckscanner gescannt werden, speichern Sie bitte die Scandaten zur Übertragung als Name_Vorname.stl Dateien und senden Sie diese als Dateianhang per E-Mail an info@fischer-amps.de.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an FISCHER AMPS:
 Telefon: +49 6291 64879-0, Email: info@fischer-amps.de

